

Принадлежности для аспирационной аппаратуры

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ead@nt-rt.ru || сайт: <https://elema-n.nt-rt.ru/>

ЭЛЕМА-Н БП1000 Банка аспирационная для сборки экссудата



Банки аспирационные Элема-Н БП2500, Элема-Н БП1000 предназначены для сбора экссудата во время проведения активной аспирации. Банки могут использоваться: в составе отсасывателей различных моделей; в составе реанимационных консолей; в составе аппарата Боброва; в качестве увлажнителя кислорода. На наружной поверхности банок нанесена двухсторонняя шкала с ценой деления 50 мл. Для навески на стандартную шину реанимационной консоли размером 30x10 (25x8) мм банки могут комплектоваться специальным кронштейном со струбциной с зажимным винтом.

Характеристики БП1000

Характеристика	Значение
Объем банки, л	1,0
Габаритные размеры банки без учета штуцеров, (Вхд) мм	150x150
Вакуум, выдерживаемый банкой, кПа	не менее -95

ЭЛЕМА-Н БП2500 Банка аспирационная для сборки экссудата



Банки аспирационные Элема-Н БП2500 предназначены для сбора экссудата во время проведения активной аспирации. Банки могут использоваться: в составе отсасывателей различных моделей; в составе реанимационных консолей; в составе аппарата Боброва; в качестве увлажнителя кислорода. На наружной поверхности банок нанесена двухсторонняя шкала с ценой деления 50 мл. Для навески на стандартную шину реанимационной консоли размером 30x10 (25x8) мм банки могут комплектоваться специальным кронштейном со струбциной с зажимным винтом.

Характеристики БП2500

Характеристика	Значение
1. Объем банки, л	2,5
2. Габаритные размеры банки без учета штуцеров, (Вхд) мм	240х150
3. Вес, кг;	2,5-0,5
4.Вакуум, выдерживаемый банкой, кПа	не менее -95

ЭЛЕМА-Н СА1 Стойка аспирационная



Стойка аспирационная СА1 входит в состав отсасывателя четырехканального АМ4Т (может комплектоваться стойками Элема-Н СА1И, Элема-Н СА2 или Элема-Н СА2И) и предназначена для проведения непрерывной индивидуально- дозированной аспирации у пациента.

Установленный на стойке регулятор- стабилизатор вакуума дает возможность установки индивидуальной величины вакуума у пациента. Стойка комплектуется бактериальным фильтром Barrier baby, двумя автоклавируемыми поликарбонатными банками БП2500 для сбора экссудата, поликарбонатной банкой для шлангов и наконечников. Стойка установлена на хромированное пятилучевое основание с колесными опорами.

Стойка может использоваться в составе реанимационных консолей, при этом возможна ее комплектация штеккером стандарта DIN 13260-2 для подключения к клапанной системе консоли.

Характеристики СА1

Характеристика	Значение
Диапазон регулирования вакуума в банках- сборниках, кПа	0 -85

Характеристика	Значение
Пропускная способность регулятора- стабилизатора вакуума, л/ мин:	50
Общий объем банок для сбора экссудата, л	5
Объем банки для шлангов и наконечников, л	2,2
Вес, кг:	5
Габаритные размеры, мм (ДхВхГ)	460x1200x460
Диаметр отсасывающего и соединительных шлангов, мм	8x12
Встроенный индикатор вакуума- стрелочный вакуумметр	d100 мм

ЭЛЕМА-Н СА1И Стойка аспирационная с инфузионным штативом



Стойка аспирационная с инфузионным штативом Элема-Н СА1И входит в состав отсасывателя четырехканального Элема-Н АМ4Т (может комплектоваться стойками Элема-Н СА1, Элема-Н СА2 или Элема-Н СА2И) и предназначена для проведения непрерывной индивидуально-дозированной аспирации у пациента одновременно с процедурой длительного вливания инфузионных растворов. Установленный на стойке регулятор-стабилизатор вакуума дает возможность установки индивидуальной величины вакуума. Стойка оборудована регулируемым по высоте штативом ШДВ-01 для двух флаконов. Стойка комплектуется бактериальным фильтром Barrierbaby, двумя автоклавируемыми поликарбонатными банками Элема-Н БП2500 для сбора экссудата, поликарбонатной банкой для шлангов и наконечников. Стойка установлена на хромированное пятилучевое основание с колесными опорами.

Стойка может использоваться в составе реанимационных консолей, при этом возможна ее комплектация штеккером стандарта DIN 13260-2 для подключения к клапанной системе консоли.

Характеристики СА1И

Характеристика	Значение
Диапазон регулирования вакуума в банках- сборниках, кПа	0 -85
Пропускная способность регулятора- стабилизатора вакуума, л/ мин :	50
Общий объем банок для сбора экссудата, л	5
Объем банки для шлангов и наконечников, л	2,2
Объем сосудов для установку в штатив ШДВ-01, мл	50-500
Вес, кг:	7
Габаритные размеры, мм (ДхВхГ)	460x1500x460
Диапазон регулировки высоты штатива ШДВ-01, мм	1500-2200
Диаметр отсасывающего и соединительных шлангов, мм 8х12	
Встроенный индикатор вакуума- стрелочный вакуумметр d100 мм	
Поплаковая защита от переполнения банок- сборников отсасываемой жидкостью	

ЭЛЕМА-Н СА2 Стойка аспирационная



Стойка аспирационная Элема-Н СА2 входит в состав отсасывателя четырехканального Элема-Н АМ4Т (может комплектоваться стойками Элема-Н СА1, Элема-Н СА1И или Элема-Н СА2И) и предназначена для проведения непрерывной индивидуально- дозированной аспирации у двух пациентов одновременно. Установленные на стойке два регулятора-стабилизатора вакуума дают возможность установки индивидуальной величины вакуума для каждого из пациентов независимо друг от друга. Стойка комплектуется бактериальными фильтрами Barrierbaby, двумя автоклавируемыми поликарбонатными банками Элема-Н БП2500 для сбора экссудата, поликарбонатной банкой для шлангов и наконечников. Стойка установлена на хромированное пятилучевое основание с колесными опорами.

Стойка может использоваться в составе реанимационных консолей, при этом возможна ее комплектация штеккером стандарта DIN 13260-2 для подключения к клапанной системе консоли.

Характеристики СА2

Характеристика	Значение
Диапазон регулирования вакуума в банках- сборниках, кПа	0 -85

Характеристика	Значение
Пропускная способность регулятора- стабилизатора вакуума, л/ мин :	50
Общий объем банок для сбора экссудата, л	5
Объем банки для шлангов и наконечников, л	2,2
Вес, кг:	6
Габаритные размеры, мм (ДхВхГ)	460x1200x460
Диаметр отсасывающего и соединительных шлангов, мм 8x12	
Встроенные индикаторы вакуума- стрелочные вакуумметры d100 мм	
Поплаковая защита от переполнения банок- сборников отсасываемой жидкостью	

ЭЛЕМА-Н СА2И Стойка аспирационная с инфузионным штативом



Стойка аспирационная с инфузионным штативом Элема-Н СА2И входит в состав отсасывателя четырехканального Элема-Н АМ4Т (может комплектоваться стойками Элема-Н СА1, Элема-Н СА1И или Элема-Н СА2) и предназначена для проведения у двух пациентов непрерывной индивидуально-дозированной аспирации одновременно с процедурой длительного вливания инфузионных растворов. Стойка оборудована регулируемым по высоте штативом ШДВ-01 для двух флаконов. Установленные на стойке два регулятора-стабилизатора вакуума дают возможность установки индивидуальной величины вакуума для каждого из пациентов независимо друг от друга. Стойка комплектуется бактериальными фильтрами Barrierbaby, двумя автоклавируемыми поликарбонатными банками Элема-Н БП2500 для сбора экссудата, поликарбонатной банкой для шлангов и наконечников. Стойка установлена на хромированное пятилучевое основание с колесными опорами.

Характеристики СА2И

Характеристика	Значение
Диапазон регулирования вакуума в банках- сборниках, кПа	0 -85
Пропускная способность регулятора- стабилизатора вакуума, л/ мин :	50

Характеристика	Значение
Общий объем банок для сбора экссудата, л	5
Объем банки для шлангов и наконечников, л	2,2
Объем сосудов для установку в штатив ШДВ-01, мл	50-500
Вес, кг:	8
Габаритные размеры, мм (ДхВхГ)	460x1500x460
Диапазон регулировки высоты штатива ШДВ-01, мм	1500-2200
Диаметр отсасывающего и соединительных шлангов, мм 8х12	
Встроенные индикаторы вакуума- стрелочные вакуумметры d100 мм	
Поплавковая защита от переполнения банок- сборников отсасываемой жидкостью	

ЭЛЕМА-Н СА3 Стойка аспирационная



Стойка аспирационная Элема-Н СА3 входит в состав отсасывателя четырехканального Элема-Н АМ4Т (может комплектоваться стойками Элема-Н СА1, Элема-Н СА2, Элема-Н СА1И или Элема-Н СА2И) и предназначена для проведения аспирации больших объемов жидкости. Стойка комплектуется четырьмя автоклавируемыми поликарбонатными банками Элема-Н БП2500 для сбора экссудата. Стойка установлена на хромированное пятилучевое основание с колесными опорами.

Характеристики СА3

Характеристика	Значение
Общий объем банок для сбора экссудата, л	10
Вес, кг:	6
Габаритные размеры, мм (ДхВхГ)	460x700x460
Диаметр отсасывающего и соединительных шлангов, мм 8x12	
Поплаковая защита от переполнения банок- сборников отсасываемой жидкостью	

VivanoMed®FoamKitM	Набор для вакуумной терапии ран
АПИ	Адаптер питания к СП1
ВК-1	Компрессор
СН08	Катетер отсасывающий с вакуум-контролем
СП1	Отсасыватель для скорой помощи
СП1ДМ	Отсасыватель для скорой помощи
СП1М	Отсасыватель для скорой помощи
	Наконечник аспирационный многоразовый для липосакции
	Наконечник аспирационный многоразовый для хирургии
	Катетер отсасывающий Yankauer с вакуум-контролем
	Тележка медицинская для аппаратуры с шиной
	Стойка мобильная с шиной
	Контейнер пластиковый с крышкой для сбора экссудата
	Пакет для сбора экссудата
	Фильтр бактериальный на основе фильтрующих мембран ММФК



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ead@nt-rt.ru || сайт: <https://elema-n.nt-rt.ru/>